



STORZ KQ STORZ - S- KALT LICHT QUELLE 150 WATT

SKU: EY042024

666,00 € 499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

