



**STORZ LAPARASKOPIE TURM MIT 1CCU + S3
KAMERAKOPF , XENON LICHTQUELLE //
ENDOFLATOR // ...**

SKU: CN032019

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

MIC Turm, bestehend aus	Storz	
Image 1CCU mit S3 Kamerakopf	Storz	Storz
Lichtquelle Xenon 300	Storz	Storz
electronic CO2 endoflator	Storz	Storz
SpülpumpeLaparomat	Storz	Storz
Prozessor OR1 mit AIDA compact	Storz	Storz
Gerätewagen mit Trenntrafo	Storz	Storz

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

