



[STORZ TYP 450BV KALTLICHT FONTÄNE](#) [KALTLICHTQUELLE LICHTQUELLE](#) [COLDLIGHT FOUNTAIN](#)

SKU: AQ082024-NV

Storz Typ 450BV Kaltlicht Fontäne ist eine hochwertige Kaltlichtquelle, die durch ihre zuverlässige, flimmerfreie Beleuchtung optimale Sichtverhältnisse bei medizinischen Eingriffen gewährleistet. Die *Coldlight Fountain* bietet eine langlebige und energieeffiziente Lichtquelle für präzise Diagnostik und Therapie.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Storz Typ 450BV Kaltlichtquelle, auch bekannt als Coldlight Fountain, ist ein medizinisches Gerät, das in der Endoskopie und anderen chirurgischen Verfahren verwendet wird. Diese Kaltlichtquelle bietet eine helle und gleichmäßige Beleuchtung für endoskopische Instrumente, was für die Sichtbarkeit während der Eingriffe entscheidend ist.

Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen der Storz Typ 450BV Kaltlichtquelle:

1. **Kaltlichttechnologie:** Im Gegensatz zu herkömmlichen Lichtquellen erzeugt die Kaltlichtquelle weniger Wärme, was bedeutet, dass sie sicherer für den Einsatz in empfindlichen Bereichen des Körpers ist.
2. **Helle Ausleuchtung:** Die Kaltlichtquelle liefert eine hohe Lichtintensität, die für eine klare Sicht während der endoskopischen Untersuchungen sorgt.
3. **Vielseitigkeit:** Sie kann mit verschiedenen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten verwendet werden, was sie zu einem flexiblen Werkzeug in der Chirurgie macht.
4. **Langlebigkeit:** Die Lampen in solchen Kaltlichtquellen haben oft eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen.
5. **Einfache Handhabung:** Die Bedienung ist in der Regel benutzerfreundlich gestaltet, sodass medizinisches



Personal schnell und effizient arbeiten kann.

Diese Art von Lichtquelle wird häufig in verschiedenen medizinischen Fachgebieten eingesetzt, darunter Urologie, Gynäkologie und Gastroenterologie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

