



[STORZ XENON LIGHT SOURCE 615](#)

SKU: R092024 // AF112024

~~679,00 €~~ **468,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Storz Xenon Light Source 615 ist eine hochentwickelte Lichtquelle, die in der Endoskopie und anderen medizinischen Anwendungen eingesetzt wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen dieser Lichtquelle:

1. **Xenon-Lichttechnologie:** Die Xenon-Lichtquelle bietet eine brillante, weiße Lichtqualität, die eine hervorragende Sichtbarkeit während endoskopischer Verfahren gewährleistet. Das Licht hat ein breites Spektrum, das den natürlichen Farben des Gewebes sehr nahekommt.
2. **Hohe Helligkeit:** Die Storz 615 bietet eine hohe Lichtintensität, die für verschiedene endoskopische Anwendungen geeignet ist, einschließlich der Chirurgie und Diagnostik.
3. **Lange Lebensdauer:** Xenon-Lampen haben in der Regel eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen, was die Betriebskosten senken kann.
4. **Einfache Bedienung:** Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass das medizinische Personal die Lichtquelle einfach steuern kann.
5. **Kühlungssystem:** Die Lichtquelle verfügt über ein effektives Kühlsystem, das Überhitzung verhindert und die Lebensdauer der Lampe verlängert.
6. **Kompatibilität:** Die Storz Xenon Light Source 615 ist mit einer Vielzahl von Endoskopen und anderen optischen Geräten kompatibel, was sie zu einer flexiblen Lösung für verschiedene klinische Umgebungen macht.
7. **Anwendungen:** Diese Lichtquelle wird häufig in der Gastroenterologie, Urologie, Gynäkologie und anderen Fachgebieten eingesetzt, wo eine klare Sicht auf das Gewebe erforderlich ist.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

