



## [STRYKER 375-704-500 SHAVER HANDSTÜCK](#) [ARTHROSKOPIE](#)

**SKU:** CE072022-K-NV

**Das Stryker 375-704-500 Shaver Handstück** ist ein hochwertiges, ergonomisch gestaltetes Instrument für die Arthroskopie, das präzise Gewebeabtragung und effiziente Operationsergebnisse ermöglicht. Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und einfache Handhabung im chirurgischen Einsatz aus.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Stryker 375-704-500 Shaver Handstück** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das speziell für den Einsatz in der **Arthroskopie** entwickelt wurde. Dieses Handstück ist Teil des Stryker Shaver-Systems, das für präzise, effiziente und sichere Gewebeentfernungen bei minimalinvasiven Gelenkoperationen optimiert ist.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Das Handstück liegt dank seiner durchdachten Form gut in der Hand und ermöglicht dem Operateur eine präzise Führung während des Eingriffs.
- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, gewährleistet das Handstück eine lange Lebensdauer und zuverlässige Performance auch bei häufigem Gebrauch.
- **Kompatibilität:** Entwickelt zur Verwendung mit verschiedenen Stryker Shaverblättern und -systemen, bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Arthroskopie verschiedener Gelenke.
- **Einfache Handhabung:** Die intuitive Verbindungstechnik ermöglicht ein schnelles Wechseln der Shaverblätter, was die Operationszeit verkürzt und die Effizienz steigert.
- **Hygienische Standards:** Das Handstück ist steril verpackt und lässt sich nach Gebrauch unkompliziert reinigen und sterilisieren, um höchste hygienische Anforderungen zu erfüllen.



### **Anwendungsgebiete:**

Das Stryker 375-704-500 Shaver Handstück findet Anwendung in der arthroskopischen Chirurgie, insbesondere bei:

- Gelenkspiegelungen (z. B. Knie, Schulter, Hüfte)
- Entfernung von beschädigtem oder entzündetem Gewebe
- Chirurgischer Glättung und Präparation von Knorpel- und Weichteilgewebe
- Minimalinvasive Reparaturverfahren

### **Technische Spezifikationen:**

- Modellnummer: 375-704-500
- Hersteller: Stryker
- Material: Hochwertiger Edelstahl und biokompatible Kunststoffe
- Verbindungstyp: Standardisierte Schnittstelle für Stryker Shaverblätter
- Gewicht: Leicht und handlich für ermüdungsfreies Arbeiten

Zusammenfassend bietet das **Stryker 375-704-500 Shaver Handstück** eine ausgezeichnete Kombination aus Funktionalität, Ergonomie und Zuverlässigkeit, die Chirurgen bei arthroskopischen Eingriffen unterstützt. Dank seiner Qualität und Vielseitigkeit ist es ein unverzichtbares Werkzeug in modernen orthopädischen Operationssälen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

