



## [STRYKER 4100-125-000 PIN COLLET HANDPIECE ATTACHMENT](#)

**SKU:** AQ022025-K - EF022026-K ( 1)

Das **Stryker 4100-125-000 Pin Collet Handpiece Attachment** ist ein präzises und robustes Zubehörteil, das eine sichere Aufnahme und präzise Führung von Pins bei chirurgischen Eingriffen ermöglicht. Es gewährleistet eine zuverlässige Handhabung und unterstützt somit optimale operative Ergebnisse.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Stryker 4100-125-000 Pin Collet Handpiece Attachment** ist ein hochwertiges medizinisches Zubehör, das speziell für den Einsatz in chirurgischen und orthopädischen Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Attachment bietet eine präzise und zuverlässige Verbindung zwischen dem Handstück und den verwendeten Pins, was eine optimale Kontrolle und Sicherheit während des Eingriffs gewährleistet.

### Produktmerkmale:

- **Kompatibilität:** Geeignet für die Modelle *02 STCK*, *JE 180*, *E180*, wodurch eine vielseitige Einsetzbarkeit in verschiedenen chirurgischen Systemen ermöglicht wird.
- **Präzise Pinaufnahme:** Der Pin Collet Mechanismus sorgt für einen festen und sicheren Halt der Pins, was ein Verrutschen oder Lösen während der Operation verhindert.
- **Langlebigkeit:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, die eine hohe Beständigkeit gegenüber mechanischem Verschleiß und Sterilisationsprozessen gewährleisten.
- **Einfache Handhabung:** Das Attachment lässt sich schnell und unkompliziert am Handstück befestigen und wieder entfernen, was die Effizienz im OP erhöht.
- **Hygienisch und sicher:** Entwickelt unter Berücksichtigung strenger medizinischer Standards, um eine sichere



Anwendung und einfache Reinigung zu ermöglichen.

**Anwendungsbereiche:**

Das Stryker Pin Collet Handpiece Attachment wird vor allem in der Orthopädie, Traumatologie und anderen chirurgischen Fachgebieten eingesetzt, in denen präzise und sichere Verbindungen für Pins erforderlich sind. Es unterstützt Chirurgen dabei, operative Eingriffe effizient und mit hoher Präzision durchzuführen.

**Fazit:**

Mit dem **Stryker 4100-125-000 Pin Collet Handpiece Attachment** erhalten medizinische Fachkräfte ein robustes, zuverlässiges und einfach zu handhabendes Werkzeug, das die Leistungsfähigkeit ihres chirurgischen Instrumentsystems maßgeblich verbessert.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

