



STRYKER 4100-133 1/4\"/>

SKU: AM032025-K



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung: Stryker 4100-133 Jacobs Spannfutterbohrer

Funktion: Spannfutter-Bohrer zum Halten und Führen von chirurgischen Bohrern oder Fräsen

Einsatz: Operative Eingriffe, z.B. Orthopädie, Traumatologie

Merkmale:

- Kompatibel mit Stryker-Systemen
- Robuste Bauweise für präzises Arbeiten
- Spannmehanismus für sicheren Halt von Bohrern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

