



## **STRYKER 4100-160-000 ORTHOPÄDISCHE TRINKLE BOHRER BEFESTIGUNG**

**SKU:** AN032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Stryker 4100-160-000 Orthopädische Trinkle Bohrer Befestigung gewährleistet eine sichere und präzise Fixierung des Bohrers während orthopädischer Eingriffe. Dieses hochwertige Zubehör unterstützt eine optimale Handhabung und trägt zur Steigerung der Operationsgenauigkeit bei.



---

**Categories:** [OP Instrumente](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Stryker 4100-160-000 Orthopädische Trinkle Bohrer Befestigung** ist ein hochpräzises medizinisches Instrument, das speziell für den Einsatz in der orthopädischen Chirurgie entwickelt wurde. Diese Befestigung dient zur sicheren und stabilen Fixierung von Trinkle-Bohrern, welche bei verschiedenen operativen Eingriffen an Knochen und Gelenken verwendet werden.

### **Eigenschaften und Vorteile:**

- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien, gewährleistet die Befestigung eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit im OP-Bereich.
- **Präzise Passform:** Die Befestigung ist exakt auf die Maße des Trinkle-Bohrers abgestimmt, um eine optimale Stabilität und sichere Handhabung während chirurgischer Eingriffe zu garantieren.
- **Einfache Handhabung:** Durch das ergonomische Design ist ein schneller und unkomplizierter Austausch des Bohrers möglich, was die Effizienz im Operationssaal erhöht.
- **Kompatibilität:** Kompatibel mit verschiedenen Stryker Bohrsystemen und -instrumenten, wodurch eine flexible



Integration in bestehende OP-Abläufe sichergestellt wird.

### **Anwendungsbereiche:**

Die Stryker Trinkle Bohrer Befestigung wird vor allem bei folgenden chirurgischen Verfahren eingesetzt:

- Orthopädische Knochenbohrungen
- Frakturreparaturen
- Gelenkrekonstruktionen
- Implantationen von Osteosynthesematerialien

### **Technische Spezifikationen:**

- Material: Hochfestes, sterilisierbares Metall
- Maße: Präzise auf Trinkle-Bohrer abgestimmt
- Sterilisierbarkeit: Geeignet für Autoklav- und andere Standardsterilisationsverfahren

Zusammenfassend bietet die **Stryker 4100-160-000 Orthopädische Trinkle Bohrer Befestigung** eine zuverlässige, präzise und langlebige Lösung für die sichere Fixierung von Bohrern in der orthopädischen Chirurgie. Durch ihre hochwertige Verarbeitung unterstützt sie Chirurgen bei der Durchführung komplexer Eingriffe und trägt zu optimalen Operationsergebnissen bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

