



## **STRYKER CROSSFLOW INTEGRATED ARTHROSCOPY PUMP 045000000**

**SKU:** FO062022 // FN062022

**2.222,00 € 1.904,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Die Stryker CrossFlow Integrated Arthroscopy Pump 045000000** gewährleistet eine präzise und kontinuierliche Flüssigkeitszufuhr während arthroskopischer Eingriffe, um eine optimale Sicht und sichere Gewebemanipulation zu ermöglichen. Das integrierte System bietet eine zuverlässige Druckkontrolle und unterstützt so eine effiziente und sichere Operation.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Stryker CrossFlow Integrated Arthroscopy Pump 045000000** ist ein hochmodernes, medizinisches Gerät, das speziell für die arthroskopische Chirurgie entwickelt wurde. Diese Pumpe bietet eine präzise und zuverlässige Flüssigkeitszufuhr, die für eine optimale Sichtbarkeit und sichere Durchführung von minimal-invasiven Gelenkoperationen unerlässlich ist.

### **Hauptmerkmale und Vorteile:**

- **Integriertes Design:** Die CrossFlow Pumpe ist nahtlos in das Stryker Arthroscopiesystem integriert, was eine einfache Bedienung und effiziente Workflow-Integration im OP ermöglicht.
- **Präzise Druck- und Durchflusskontrolle:** Ermöglicht die exakte Regulierung des Flüssigkeitsdrucks und -flusses, um eine stabile Gelenkfüllung zu gewährleisten und gleichzeitig das Risiko von Gewebeschäden zu minimieren.



- **Automatische Druckanpassung:** Die Pumpe passt den Druck kontinuierlich an die chirurgischen Anforderungen an, wodurch eine konstante Sicht und optimale Arbeitsbedingungen geschaffen werden.
- **Benutzerfreundliche Schnittstelle:** Ein intuitives Bedienfeld mit klaren Anzeigen erlaubt eine einfache Steuerung und Überwachung während des Eingriffs.
- **Hohe Sicherheitsstandards:** Ausgestattet mit Sicherheitsmechanismen zur Vermeidung von Überdruck und unerwünschtem Flüssigkeitsverlust.
- **Robustes und hygienisches Design:** Leicht zu reinigen und zu sterilisieren, was die Einhaltung strenger Hygienevorschriften im OP unterstützt.

### **Anwendungsgebiete:**

Die Stryker CrossFlow Integrated Arthroscopy Pump wird vor allem in der orthopädischen Chirurgie eingesetzt, insbesondere bei arthroskopischen Eingriffen an Knie-, Schulter-, Ellenbogen-, Hüft- und Sprunggelenken. Durch die präzise Kontrolle der Flüssigkeitszufuhr unterstützt sie Chirurgen dabei, eine klare Sicht auf das Operationsfeld zu erhalten und somit die Sicherheit und Effizienz der Verfahren zu erhöhen.

### **Technische Spezifikationen:**

- Modellnummer: 0450000000
- Flüssigkeitsdruckbereich: individuell einstellbar
- Durchflussrate: variabel, anpassbar an chirurgische Anforderungen
- Schnittstelle: digitale Steuerung mit LCD-Display
- Stromversorgung: Netzbetrieb
- Kompatibilität: vollständig kompatibel mit Stryker Arthroskopsystemen

Die **Stryker CrossFlow Integrated Arthroscopy Pump 0450000000** stellt somit eine zuverlässige und innovative Lösung für die Flüssigkeitsmanagement in der Arthroskopie dar, die Chirurgen unterstützt, Eingriffe präzise, sicher und effizient durchzuführen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

