



STRYKER 6295 SYSTEM 6 DUAL-TRIGGER ROTATIONSHANDSTÜCK + KABEL

SKU: KQ012025-K



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Stryker Elektrische System 6 Dual-Trigger Rotationshandstück 6295 gehört zur Kategorie der chirurgischen Elektrowerkzeuge und speziell zu den elektrischen Handstücken für die Chirurgie. Es wird häufig in Bereichen wie Orthopädie, Neurochirurgie, und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde verwendet, um präzise und kontrollierte Bewegungen für chirurgische Eingriffe zu ermöglichen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

