



STRYKER RF MULTIGEN 0406-900-000 INTEVENTIONAL SPINE GENERATOR MIT ZUBEHÖR UND HANDSTÜCKE

SKU: DG122025

Der Stryker RF MultiGen 0406-900-000 Interventional Spine Generator ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das präzise Radiofrequenztherapie zur Behandlung spinaler Beschwerden ermöglicht. In Kombination mit dem mitgelieferten Zubehör und den Handstücken gewährleistet er eine zuverlässige und sichere Anwendung für minimalinvasive Eingriffe im Wirbelsäulenbereich.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Stryker RF MultiGen 0406-900-000 Interventional Spine Generator** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, speziell entwickelt für den Einsatz in der interventionellen Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie. Dieses System bietet präzise, zuverlässige und vielseitige Leistung bei Radiofrequenzanwendungen, die zur Behandlung von Wirbelsäulenbeschwerden und neuropathischen Schmerzen eingesetzt werden.

Merkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Radiofrequenz-Technologie:** Der Generator liefert konsistente und kontrollierte RF-Energie, die eine effektive thermale Denervation ermöglicht, um Schmerzsignale gezielt zu unterbrechen.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit verschiedenen Handstücken und Zubehör, die speziell für unterschiedliche interventionelle Anwendungen an der Wirbelsäule konzipiert sind.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerung und klare Anzeigen erleichtern die präzise Einstellung der Parameter wie Leistung, Temperatur und Zeitdauer.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überwachungssysteme gewährleisten eine sichere Anwendung durch



kontinuierliche Kontrolle von Temperatur und Impedanz.

- **Ergonomisches Design der Handstücke:** Die Handstücke sind für eine komfortable Handhabung optimiert und ermöglichen eine präzise Führung während der interventionellen Prozeduren.

Lieferumfang:

- Stryker RF MultiGen 0406-900-000 Interventional Spine Generator
- Auswahl an kompatiblen Handstücken für verschiedene Behandlungsmethoden
- Passendes Zubehör für Anschluss und Anwendung
- Bedienungsanleitung und technische Dokumentation

Der **Stryker RF MultiGen 0406-900-000** ist eine erstklassige Wahl für Kliniken und Fachärzte, die eine präzise und sichere Radiofrequenztherapie bei Wirbelsäuleninterventionen suchen. Durch seine fortschrittliche Technologie und flexible Einsatzmöglichkeiten unterstützt der Generator eine effektive Schmerzbehandlung mit minimalinvasiven Verfahren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

