



SUMMIT MEDICAL VACUUM H550 VACUUM PUMP // VAKUUMPUMPE

SKU: U062022-NV

Summit Medical Vacuum H550 Vakuumpumpe ist eine leistungsstarke und zuverlässige Pumpe, die für medizinische Anwendungen entwickelt wurde und eine konstante Saugleistung gewährleistet. Sie überzeugt durch langlebige Bauweise und einfache Handhabung, ideal für den Einsatz in klinischen und ambulanten Umgebungen.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Summit Medical Vacuum H550 Vakuumpumpe** ist eine hochmoderne, zuverlässige Pumpe, die speziell für den medizinischen Einsatz konzipiert wurde. Sie eignet sich ideal zur Erzeugung und Aufrechterhaltung eines stabilen Unterdrucks in verschiedenen medizinischen Anwendungen, wie beispielsweise in der Wundtherapie, der Absaugung oder in diagnostischen Verfahren.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hohe Saugkraft:** Die Pumpe erzeugt einen konstanten und gleichmäßigen Unterdruck, der für präzise und sichere Anwendungen notwendig ist.
- **Leiser Betrieb:** Dank innovativer Technik arbeitet die H550 nahezu geräuschlos, was den Komfort für Patienten und medizinisches Personal erhöht.
- **Robust und langlebig:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien gewährleistet die Pumpe eine lange Lebensdauer und eine hohe Betriebssicherheit.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Steuerungselemente und übersichtliche Anzeigen erleichtern die Bedienung und Überwachung des Geräts.
- **Kompaktes Design:** Die platzsparende Bauweise ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene

medizinische Einrichtungen und Arbeitsbereiche.

Anwendungsbereiche:

- Wundtherapie, insbesondere zur Unterstützung der Vakuumtherapie bei chronischen und akuten Wunden
- Absaugung von Flüssigkeiten oder Sekreten während chirurgischer Eingriffe
- Medizinische Diagnostik, z. B. bei speziellen Messverfahren, die Unterdruck benötigen
- Unterstützung von Beatmungs- und Sauerstofftherapiegeräten

Sicherheits- und Qualitätsstandards:

Die Summit Medical Vacuum H550 erfüllt sämtliche relevanten medizinischen Normen und Vorschriften, darunter *CE-Kennzeichnung* und *ISO 13485*. Die Pumpe wurde unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und garantiert höchste Sicherheitsstandards im klinischen Einsatz.

Zusammenfassend bietet die **Summit Medical Vacuum H550 Vakuumpumpe** eine zuverlässige, effiziente und anwenderfreundliche Lösung für vielfältige medizinische Anwendungen, die eine präzise Vakuumherzeugung erfordern. Durch ihre robuste Bauweise und den leisen Betrieb ist sie ein unverzichtbares Gerät in der modernen Patientenversorgung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

