



## [SURETEMP PLUS 01692-100 THERMOMETER](#)

**SKU:** EF022025

**SureTemp Plus 01692-100 Thermometer** bietet eine schnelle und präzise Temperaturmessung für den professionellen Einsatz in medizinischen Einrichtungen. Dank seiner robusten Bauweise und einfachen Handhabung gewährleistet es zuverlässige Messergebnisse bei Patienten jeder Altersgruppe.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Welch Allyn SureTemp Plus 01692-100 ist ein digitales, präzises und schnell arbeitendes Thermometer für den klinischen Einsatz.

Merkmale:

- Messarten: oral, rektal, axillar
- Messdauer: ca. 4–6 Sekunden (oral)
- Austauschbare Sonden (blau = oral/axillar, rot = rektal)
- Großes, gut lesbares Display
- Speicherung der letzten Messung
- Hygienisch durch Einweg-Sondenschutz

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

