



## **SYNTHE 329.29 BIEGEZANGE BENDING PLIERS CHIRURGISCHE KLEMMEN**

**SKU:** AR062022-K

**280,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

```html

**Synthes 329.29 Biegezange** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, speziell entwickelt für präzises Biegen von Implantaten und Drahtmaterialien während operativer Eingriffe. Die ergonomische Form gewährleistet optimale Handhabung und Kontrolle bei minimaler Gewebeverletzung.

...



---

**Categories:** [Chirurgie Instrumente](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Synthes 329.29 Biegezange** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für präzises und kontrolliertes Biegen von Drähten und kleinen Implantaten entwickelt wurde. Dieses Instrument ist ein unverzichtbares Werkzeug in der orthopädischen Chirurgie und Traumatologie, das durch seine robuste Konstruktion und ergonomische Handhabung überzeugt.

### **Eigenschaften und Vorteile:**

- **Materialqualität:** Hergestellt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, garantiert die Biegezange Langlebigkeit und optimale Sterilisierbarkeit.
- **Ergonomisches Design:** Die Griffe sind so gestaltet, dass sie eine sichere und komfortable Handhabung



ermöglichen, auch bei längeren Eingriffen.

- **Präzise Biegetechnik:** Die speziell geformten Backen der Zange erlauben ein exaktes Biegen von Drähten, ohne diese zu beschädigen oder die Oberflächenstruktur zu beeinträchtigen.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal für die Anpassung von Drahtimplantaten, Klemmen und kleinen osteosynthetischen Materialien in der Chirurgie.
- **Einfach zu reinigen und zu sterilisieren:** Die glatten Oberflächen und die robuste Bauweise erleichtern die Aufbereitung nach chirurgischem Einsatz.

#### **Anwendungsgebiete:**

Die Synthes 329.29 Biegezange findet Anwendung in verschiedenen chirurgischen Fachgebieten, insbesondere:

- Orthopädie und Traumatologie
- Wirbelsäulenchirurgie
- Handchirurgie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie

#### **Technische Spezifikationen:**

- Länge: ca. 150 mm (je nach Modellvariante)
- Material: Edelstahl rostfrei
- Oberfläche: mattiert oder poliert, je nach Ausführung
- Typ: Biegezange mit präzisen, feinen Backen

Durch ihre hohe Präzision und Zuverlässigkeit unterstützt die **Synthes 329.29 Biegezange** Chirurgen dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen. Sie ist ein essenzielles Instrument für alle Eingriffe, bei denen feinfühliges und sicheres Biegen von Implantaten erforderlich ist.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

