



[SYNTHE 518.01 SURGICAL OSCILLATING SAW MIT LUFTDRUCKSCHLAUCH](#)

SKU: CT072024-K

599,00 € ~~466,83 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Synthes 518.01 Surgical Oscillating Saw ist ein chirurgisches Instrument, das häufig in der Orthopädie und Traumatologie verwendet wird, um präzise Schnitte in Knochen zu ermöglichen. Diese Säge arbeitet mit einer oszillierenden Bewegung, die eine kontrollierte und effiziente Schnittführung ermöglicht.

Der Luftdruckschlauch ist ein wichtiger Bestandteil des Systems, da die Säge typischerweise pneumatisch betrieben wird. Hier sind einige Punkte, die du beachten solltest:

1. **Betriebsdruck:** Achte darauf, dass der Luftdruck im empfohlenen Bereich liegt, um eine optimale Leistung der Säge zu gewährleisten.
2. **Anschluss:** Stelle sicher, dass der Luftdruckschlauch korrekt an die Säge und die Druckluftquelle angeschlossen ist.
3. **Wartung:** Regelmäßige Wartung des Schlauchs und der Säge ist wichtig, um eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
4. **Sicherheitsvorkehrungen:** Trage immer geeignete Schutzausrüstung und befolge die Sicherheitsrichtlinien beim Umgang mit chirurgischen Instrumenten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

