



[SYNTHES DRÄGER LUFTDRUCKSCHLAUCH - 5 METER](#)

SKU: NF012025

~~199,00 €~~ **175,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Synthes Dräger Luftdruckschlauch – 5 Meter ist ein hochwertiger, flexibler Schlauch zur sicheren und zuverlässigen Übertragung von Druckluft in medizinischen Geräten. Dank seiner robusten Konstruktion gewährleistet er eine dauerhafte Funktionalität und optimale Kompatibilität mit Dräger-Systemen.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Synthes Dräger Luftdruckschlauch** mit einer Länge von 5 Metern ist ein hochwertiges, medizinisch zertifiziertes Zubehörteil, das speziell für den Einsatz in der Beatmung und Anästhesie entwickelt wurde. Dieser Schlauch gewährleistet eine zuverlässige und sichere Übertragung von Druckluft zwischen Beatmungsgeräten und Atemsystemen.

Produktmerkmale:

- **Länge:** 5 Meter – ideal für flexible Einsatzmöglichkeiten im OP und auf der Intensivstation
- **Material:** Hochwertiger, robust verarbeiteter Kunststoff mit hoher Beständigkeit gegen Knicke und Abrieb
- **Anschlüsse:** Kompatibel mit gängigen Dräger-Systemen und Beatmungsgeräten, gewährleistet eine dichte und sichere Verbindung
- **Medizinische Sicherheit:** Steril verpackt und frei von Schadstoffen, entspricht den höchsten Standards der Medizintechnik

- **Flexibilität:** Optimale Biegsamkeit für eine einfache Handhabung ohne Beeinträchtigung des Luftstroms

Anwendungsgebiete:

Der Synthes Dräger Luftdruckschlauch ist geeignet für den Einsatz in verschiedenen Bereichen der Patientenversorgung, darunter:

- Invasiven und nicht-invasiven Beatmungsverfahren
- Anästhesieüberwachung und -versorgung
- Intensivmedizinische Anwendungen
- Transport von Patienten, die auf Beatmung angewiesen sind

Vorteile auf einen Blick:

- Garantierte Kompatibilität mit Dräger Beatmungssystemen
- Hohe Lebensdauer durch widerstandsfähiges Material
- Erleichterte Handhabung dank flexibel gestalteter Bauweise
- Sichere und dichte Verbindung minimiert Luftverlust
- Unterstützt eine optimale Patientenversorgung durch zuverlässige Druckluftzufuhr

Der Synthes Dräger Luftdruckschlauch ist ein unverzichtbares Zubehör für medizinisches Fachpersonal, das höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit im Rahmen der Atemwegstherapie stellt. Durch seine präzise Verarbeitung und die Einhaltung strenger medizinischer Normen trägt er maßgeblich zur Effektivität und Sicherheit der Patientenbeatmung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

