



**[SYNTHE SWISS 394.90 L550 + 394.89 L500
+ 394.87 L400 + 85-4667 OP INSTRUMENTE](#)**

SKU: AT092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Synthes Swiss Set 394.90 L550 + 394.89 L500 + 394.87 L400 + 85-4667** umfasst eine umfassende Auswahl an hochwertigen Operationsinstrumenten, die speziell für präzise und effiziente chirurgische Eingriffe entwickelt wurden. Dieses Set ist ideal für die Anwendung in der Orthopädie und Traumatologie sowie in weiteren chirurgischen Fachbereichen, in denen exakte Handhabung und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Setbestandteile und Zubehör:

- **394.90 L550:** Hochwertige Instrumente mit einer Länge von 550 mm, optimiert für tiefe und schwer zugängliche Operationsfelder.
- **394.89 L500:** Instrumente mit einer Länge von 500 mm, ideal für mitteltiefe chirurgische Anwendungen.
- **394.87 L400:** Kompakte Instrumente mit 400 mm Länge, die eine präzise Handführung und optimale Kontrolle ermöglichen.
- **85-4667 Operationsinstrumente:** Ergänzende Werkzeuge aus hochwertigem Chirurgenstahl, sorgfältig verarbeitet für Langlebigkeit und optimale Funktionalität.

Produktmerkmale:

- **Materialqualität:** Gefertigt aus erstklassigem, rostfreiem Edelstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit und sterilisierbarer Oberfläche.
- **Ergonomisches Design:** Die Instrumente sind ergonomisch geformt, um Ermüdung bei längeren Operationen zu minimieren und eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- **Vielseitigkeit:** Das Set deckt verschiedene chirurgische Anforderungen ab, von der präzisen Knochenbearbeitung bis zum Weichteilmanagement.



- **Kompatibilität:** Die Instrumente sind kompatibel mit weiteren Synthes Produkten und Systemen, was eine flexible Integration in bestehende OP-Ausstattungen ermöglicht.
- **Pflege und Sterilisation:** Die Instrumente sind autoklavierbar und für den wiederholten Einsatz ausgelegt, mit einfacher Reinigung und Wartung.

Anwendungsgebiete:

Dieses Instrumentenset eignet sich besonders für:

- Orthopädische Operationen, einschließlich Frakturposition und Implantation
- Traumatologische Eingriffe
- Chirurgische Verfahren an Knochen und Weichteilen
- Präzisionsarbeiten in tiefen anatomischen Bereichen

Mit dem **Synthes Swiss Set 394.90 L550 + 394.89 L500 + 394.87 L400 + 85-4667** erhalten Chirurgen und OP-Teams eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösung, die höchste Ansprüche an Präzision, Funktionalität und Langlebigkeit erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

