




### TELEGUARD T3 TU3305

SKU: CL082025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Teleguard T3 TU3305** ist ein zuverlässiges medizinisches Überwachungsgerät zur kontinuierlichen Erfassung und Analyse wichtiger Vitalparameter. Es überzeugt durch präzise Messungen und benutzerfreundliche Bedienung, ideal für den professionellen Einsatz in Klinik und Praxis.



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Teleguard T3 TU3305** ist ein hochmodernes medizinisches Überwachungsgerät, das speziell für die kontinuierliche und zuverlässige Messung von Vitalparametern entwickelt wurde. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine präzise Messtechnik, Benutzerfreundlichkeit und robuste Bauweise aus, wodurch es ideal für den Einsatz in Kliniken, Pflegeeinrichtungen sowie im häuslichen Umfeld geeignet ist.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Messung:** Der Teleguard T3 TU3305 erfasst zuverlässig wichtige Vitalwerte wie Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung, wodurch eine umfassende Gesundheitsüberwachung gewährleistet wird.
- **Echtzeit-Datenübertragung:** Mit integrierter Telemetrie ermöglicht das Gerät eine sofortige Übermittlung der Messdaten an zentrale Überwachungsstationen oder mobile Endgeräte, was eine schnelle Reaktion bei Abweichungen erlaubt.
- **Benutzerfreundliches Display:** Das gut ablesbare, farbige LCD-Display zeigt alle relevanten Messwerte übersichtlich an und unterstützt eine intuitive Bedienung.
- **Lange Batterielaufzeit:** Dank effizienter Energienutzung bietet der Teleguard T3 TU3305 eine verlängerte

Betriebsdauer, ideal für den Einsatz über mehrere Stunden ohne Unterbrechung.

- **Robustes und hygienisches Design:** Das Gehäuse ist widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen und lässt sich einfach reinigen, was besonders im medizinischen Umfeld wichtig ist.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenem medizinischem Zubehör und kann flexibel in unterschiedlichen klinischen Szenarien eingesetzt werden.

#### **Anwendungsbereiche:**

Der Teleguard T3 TU3305 eignet sich hervorragend für die Überwachung von Patienten in folgenden Bereichen:

- Intensivpflege und Überwachungsstationen
- Ambulante und stationäre Behandlungen
- Rehabilitationszentren
- Heimüberwachung chronisch kranker Patienten

#### **Technische Spezifikationen:**

- Messparameter: Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO2)
- Display: Farb-LCD mit hoher Auflösung
- Kommunikation: Drahtlose Telemetrie (z. B. Bluetooth, WLAN)
- Stromversorgung: Wiederaufladbarer Akku mit langer Laufzeit
- Abmessungen: Kompakt und handlich für mobilen Einsatz
- Gewicht: Leicht für einfachen Transport

**Fazit:** Der *Teleguard T3 TU3305* ist ein zuverlässiges und vielseitiges Überwachungsgerät, das modernste Technologie mit höchster Präzision vereint. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal durch genaue Daten und flexible Einsatzmöglichkeiten und trägt somit entscheidend zur Sicherheit und zum Wohlbefinden der Patienten bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

