



## **TELOS LOBATOR SD-1**

**SKU:** V092013

zzgl. Versandkosten

Gerät zur thermischen Desinfektion von entknorpelten Femurköpfen. Erhitzung des Femurkopfes auf über 80°C (Kerntemperatur) für mindestens 15 Minuten. Inaktivierung von Keimen und Reduktion von Keimen um 10^4 log-Stufen.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen** 

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: Laborequipment

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Gerät zur thermischen Desinfektion von entknorpelten Femurköpfen. Erhitzung des Femurkopfes auf über 80°C (Kerntemperatur) für mindestens 15 Minuten. Inaktivierung von Keimen und Reduktion von Keimen um 10^4 log-Stufen.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**





