



TELOS LOBATOR SD-1

SKU: V092013

Gerät zur thermischen Desinfektion von entknorpelten Femurköpfen. Erhitzung des Femurkopfes auf über 80°C (Kerntemperatur) für mindestens 15 Minuten. Inaktivierung von Keimen und Reduktion von Keimen um 10⁴ log-Stufen.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. –
Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gerät zur thermischen Desinfektion von entknorpelten Femurköpfen. Erhitzung des Femurkopfes auf über 80°C (Kerntemperatur) für mindestens 15 Minuten. Inaktivierung von Keimen und Reduktion von Keimen um 10⁴ log-Stufen.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



MEDICAL
TRADE CENTER
HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

