



## TELOS LOBATOR SD-1

SKU: V092013

zzgl. [Versandkosten](#)

Gerät zur thermischen Desinfektion von entknorpelten Femurköpfen. Erhitzung des Femurkopfes auf über 80°C (Kerntemperatur) für mindestens 15 Minuten. Inaktivierung von Keimen und Reduktion von Keimen um  $10^4$  log-Stufen.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. –  
**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

Categories: [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Gerät zur thermischen Desinfektion von entknorpelten Femurköpfen. Erhitzung des Femurkopfes auf über 80°C (Kerntemperatur) für mindestens 15 Minuten. Inaktivierung von Keimen und Reduktion von Keimen um  $10^4$  log-Stufen.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

