



## [THERAKAIR VISIO PUMPE FÜR MATRATZEN](#)

SKU: AC112024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Luftpumpe](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die TheraKair Visio Pumpe ist ein Gerät, das in der Regel zur Druckentlastung von Matratzen verwendet wird, insbesondere bei Patienten mit einem Risiko für Dekubitus (Druckgeschwüre). Diese Pumpen sind oft Teil eines Wechseldrucksystems, das den Druck auf die Haut durch regelmäßiges Wechseln der Luftzufuhr in verschiedenen Bereichen der Matratze verringert.

Hier sind einige allgemeine Merkmale und Vorteile solcher Pumpensysteme:

1. **Druckentlastung:** Durch den Wechsel des Luftdrucks in der Matratze wird der Druck auf bestimmte Körperstellen reduziert, was das Risiko von Druckgeschwüren minimiert.
2. **Einstellbare Einstellungen:** Viele Pumpen bieten verschiedene Einstellungen für den Luftdruck und die Zykluszeit, um den individuellen Bedürfnissen des Benutzers gerecht zu werden.
3. **Komfort:** Die Verwendung einer solchen Matratze kann den Komfort für Personen erhöhen, die längere Zeit im Bett verbringen müssen.
4. **Leicht zu bedienen:** Die meisten Pumpen sind benutzerfreundlich und können einfach eingestellt werden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

