




### THERMOPAPIERROLLEN 110 MM BREIT

SKU: ME000.001.013

4,50 €

zzgl. [Versandkosten](#)

1 x Karton ( 10 Rollen )

Breite. 110 mm

Länge 25 mm

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



---

**Categories:** [Für Allergopharma](#), [Für Atmos](#), [Für Biotron](#), [Für Hoerniss](#), [Für Homoth](#), [Für Hortmann](#), [Für Interacoustics](#), [Für Jäger](#), [Für Madsen Zodiac](#), [Für Maico](#), [Für Siemens](#), [Für Zeissberg](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

10 x Schreibrollen mit Thermoschreiber

Breite . 110 mm

Länge. 25 m

Rollen.Innendurchmesser. 12 mm

Durchmesser der Rolle. ca 46 mm

Für Folgende Geräte :

Interacoustics AC40, AC33, AT22t, AZ26 und AT235.

alle Rhinos im Homoth-Diagnostik-Center,

Homoth Rhino-F



MAICO Tymp MI24, MI26, MI34  
Hortmann Tymp 83/87.  
Siemens SD30, Audiomed SAT30  
GSI 38, Madsen Zodiac  
American Tymp AE 205/206  
Hortmann BERAPort 2, BERA 75  
Jaeger Rhinoscreen, Jaeger Flowscreen Pro  
Hörniß&Zeisberg 2-Kanal-ENG-Schreiber  
Biotron AS200  
Atmos Sinusscope  
Zeisberg Rhino SAR911,  
Allergopharma Rhinotest MP500  
Metrawatt Digitalscope SE571.

Mindesbestellmenge . 10 Thermopapierrollen

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

