



THERMOPAPIERROLLEN 112 MM BREIT

SKU: ME0001.005.013

5,20 €

zzgl. [Versandkosten](#)

1 x Karton (10 Rollen)

Breite. 112 mm

Länge 25 mm

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



Categories: [Für Bosch](#), [Für Chest](#), [Für Fukuda](#)
[Denshi](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

10 x Schreibrollen mit Thermoschreiber

Breite . 112 mm

Länge. 25 m

Rollen.Innendurchmesser. 12 mm

Durchmesser der Rolle. ca 25 mm

Für Folgende Geräte :

CHEST Microspiro Hi 501/ Hi 601

Fukuda Sanyo Spiromed 250,

Bosch Spiro 601.

Mindesbestellmenge . 10 Thermopapierrollen

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

