



[TOPCON CT 80 // CT80 TONOMETER](#)

SKU: 0112023

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Topcon CT 80 Tonometer** ist ein hochmodernes, handliches Gerät zur präzisen Messung des Augeninnendrucks (IOD), das in der ophthalmologischen Diagnostik unverzichtbar ist. Es ermöglicht eine schnelle, schmerzfreie und zuverlässige Bestimmung des Augeninnendrucks, was insbesondere für die Früherkennung und Verlaufskontrolle von Erkrankungen wie dem Glaukom von großer Bedeutung ist.

Hauptmerkmale des Topcon CT 80 Tonometermodells:

- **Präzise Messung:** Die pneumatische Applanationstonometrie gewährleistet genaue und reproduzierbare Ergebnisse.
- **Ergonomisches Design:** Das leichte und kompakte Handgerät ermöglicht eine einfache Handhabung und hohe Mobilität in der Praxis oder bei Hausbesuchen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerung mit gut lesbarem Display und übersichtlichen Bedienelementen für einen schnellen Messablauf.
- **Hygienische Anwendung:** Nutzung von Einmal-Messspitzen zur Minimierung von Infektionsrisiken.
- **Schnelle Messzykluszeiten:** Reduzierte Wartezeiten für Patienten und effiziente Arbeitsabläufe für das Praxispersonal.
- **Robuste Bauweise:** Langlebiges Material sorgt für eine hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit im Praxisalltag.



Anwendungsbereiche:

Das Topcon CT 80 Tonometer eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Augenarztpraxen
- Ambulanten Kliniken
- Optometrischen Zentren
- Forschungseinrichtungen im Bereich der Augenheilkunde
- Mobile Einsätze und Hausbesuche

Technische Details:

- Messprinzip: Pneumatische Applanationstonometrie
- Messbereich: 5 bis 60 mmHg
- Messgenauigkeit: ± 1 mmHg
- Gewicht: ca. 300 g
- Stromversorgung: Wiederaufladbarer Akku
- Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Insgesamt bietet das **Topcon CT 80 Tonometer** eine exzellente Kombination aus Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Komfort. Es unterstützt Augenärzte und medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte Diagnosen zu stellen und die Augengesundheit ihrer Patienten effektiv zu überwachen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

