



**TOPCON OPHTHALMOLOGISCHE EINHEIT  
COMPU CV-5000 VISION CV-5000PRO  
KB-50S,**

**SKU:** BB082024

**~~15.699,00 €~~ 14.625,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Ophthalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Topcon ophthalmologischen Einheiten, wie die Compu CV-5000 und die Vision CV-5000Pro, sind spezialisierte Geräte, die in der Augenheilkunde verwendet werden. Sie bieten eine Vielzahl von Funktionen zur Durchführung von Augenuntersuchungen, einschließlich Refraktionsmessungen und Diagnosen.

Hier sind einige allgemeine Informationen zu den genannten Geräten:

1. **Compu CV-5000:** Dies ist ein automatisches Refraktionssystem, das eine präzise Messung der Brechkraft des Auges ermöglicht. Es bietet verschiedene Testmethoden und kann mit anderen Geräten zur umfassenden Augenuntersuchung integriert werden.
2. **Vision CV-5000Pro:** Diese Einheit ist eine erweiterte Version des CV-5000 und bietet zusätzliche Funktionen und verbesserte Software für eine noch genauere Diagnose und Patientenverwaltung.
3. **KB-50S:** Dies könnte sich auf einen spezifischen Teil oder ein Zubehörteil beziehen, das in Verbindung mit den oben genannten Geräten verwendet wird. Oft handelt es sich dabei um einen Kopfstützenadapter oder ähnliches Zubehör.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

