



TOPCON OPHTHALMOLOGISCHE EINHEIT : SL-D7 + KR-8900 + CV-5000 + KB-50 + HAAG STREIT AT 900 +

SKU: AT062024

Die **Topcon ophthalmologische Einheit** bestehend aus SL-D7 Spaltlampe, KR-8900 Autorefraktometer, CV-5000 Tonometer, KB-50 Phoropter und Haag-Streit AT 900 Projektor bietet eine präzise und effiziente Diagnostik in der Augenheilkunde. Dieses integrierte System gewährleistet höchste Genauigkeit und Komfort bei Untersuchungen und Messungen.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Topcon Ophthalmologische Einheit** ist eine hochmoderne Komplettlösung für die umfassende augenärztliche Diagnostik und Behandlung. Dieses modulare System vereint bewährte Geräte von Topcon und Haag-Streit, um eine effiziente, präzise und komfortable Untersuchung zu gewährleisten.

Die Einheit besteht aus folgenden Komponenten:

- **SL-D7 Spaltlampe:** Eine hochwertige Spaltlampe für die detaillierte Untersuchung der vorderen Augenabschnitte. Sie bietet eine hervorragende optische Qualität, variable Lichtquellen und vielseitige Beleuchtungsmodi.
- **KR-8900 Autorefraktometer/Keratometer:** Automatisches Messgerät zur präzisen Bestimmung von Refraktionsfehlern und Hornhautradien. Es ermöglicht schnelle, zuverlässige Messungen für die Brillenglasbestimmung und Kontaktlinsenanpassung.
- **CV-5000 Phoropter:** Elektronischer Phoropter für komfortable und exakte Refraktionsbestimmung. Seine vielseitigen Einstellungen und intuitive Bedienung unterstützen den Untersucher bei der schnellen Ermittlung der optimalen Sehstärke.



- **KB-50 Untersuchungseinheit:** Ergonomisch gestaltete Basiseinheit mit integriertem Stuhl und Steuerungselementen. Sie sorgt für eine komfortable Patientenpositionierung und effiziente Abläufe während der Untersuchung.
- **Haag-Streit AT 900 Tonometer:** Präzises Applanationstonometer zur Messung des Augeninnendrucks. Es bietet hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, was besonders wichtig für die Glaukomdiagnostik ist.

Merkmale und Vorteile der Topcon Ophthalmologischen Einheit:

- **Modularität:** Die Kombination der einzelnen Geräte ermöglicht maßgeschneiderte Untersuchungsabläufe und flexible Erweiterungen.
- **Hohe Präzision:** Jedes Gerät ist für exakte Messungen und diagnostische Genauigkeit konzipiert, was eine verlässliche Beurteilung der Augengesundheit sicherstellt.
- **Ergonomie und Bedienkomfort:** Die Einheit ist auf eine einfache Handhabung ausgelegt, mit intuitiven Bedienelementen und komfortabler Patientenlagerung.
- **Integrierte Funktionalität:** Durch die nahtlose Integration der Geräte werden Untersuchungszeiten verkürzt und Arbeitsabläufe optimiert.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung garantieren Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb im klinischen Alltag.

Die Topcon Ophthalmologische Einheit SL-D7 + KR-8900 + CV-5000 + KB-50 + Haag-Streit AT 900 ist ideal für Augenarztpraxen, Kliniken und ambulante Einrichtungen, die eine umfassende Diagnostik mit modernster Technik anstreben. Sie unterstützt Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und individuelle Behandlungspläne zu entwickeln.

Fazit: Dieses integrierte System bietet eine erstklassige Kombination aus Qualität, Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit, die den hohen Anforderungen der modernen Ophthalmologie gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

