



## [TOSHIBA 12L5 -- PLT-805AT - PLT805AT LINEAR SONDE](#)

**SKU:** J112022-NV

Die **Toshiba 12L5 -- PLT-805AT** ist eine hochauflösende Linearsonde, die präzise Bildgebung für oberflächennahe Untersuchungen ermöglicht. Sie eignet sich ideal für Gefäß-, Muskel- und kleine Organuntersuchungen und überzeugt durch ihre hervorragende Detaildarstellung.



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Toshiba 12L5 -- PLT-805AT (PLT805AT) Linear Sonde** ist ein hochmodernes Ultraschalltransducer-Modell, das speziell für präzise bildgebende Diagnostik im klinischen Bereich entwickelt wurde. Diese Sonde zeichnet sich durch ihre hervorragende Auflösung und Detailgenauigkeit aus, die insbesondere bei oberflächennahen Untersuchungen von Vorteil ist.

### **Technische Merkmale:**

- **Frequenzbereich:** 12 MHz – ideal für hochauflösende Bildgebung oberflächennaher Gewebe.
- **Linearer Schallkopf:** Bietet eine breite, rechteckige Bilddarstellung, die besonders für die Beurteilung von Gefäßen, Muskeln, Sehnen sowie kleineren Organen geeignet ist.
- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für Toshiba Ultraschallsysteme, gewährleistet eine optimale Signalübertragung und Bildqualität.
- **Ergonomisches Design:** Ergonomisch gestalteter Schallkopf für komfortable Handhabung bei längeren Untersuchungen.

### **Anwendungsgebiete:**



- Gefäßdiagnostik (z. B. Arterien und Venen).
- Orthopädische und muskuloskelettale Untersuchungen.
- Untersuchungen von oberflächlichen Organen wie Schilddrüse und Brust.
- Interventionelle Ultraschallanwendungen und Biopsien.

**Vorteile der Toshiba 12L5 -- PLT-805AT Sonde:**

- Hervorragende Bildauflösung für präzise Diagnosen.
- Zuverlässige und konsistente Leistung in verschiedenen klinischen Anwendungen.
- Einfache Integration und schnelle Umschaltung am Toshiba Ultraschallsystem.
- Robuste Bauweise für den täglichen Einsatz im medizinischen Alltag.

Durch ihre Kombination aus hoher Frequenz und linearer Schallkopfform zählt die Toshiba 12L5 – PLT-805AT Sonde zu den bevorzugten Werkzeugen in der modernen Ultraschalldiagnostik. Sie unterstützt Fachpersonal dabei, detaillierte und aussagekräftige Bilder zu erzeugen, die eine sichere Diagnosestellung ermöglichen.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

