



TOSHIBA FAMIO 5 SSA-510A MIT KONVEX UND LINEAR SONDE

SKU: E052015-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Toshiba Famio 5 SSA-510A ist ein vielseitiges Ultraschallsystem, ausgestattet mit einer hochauflösenden Konvex- und Linearsonde, das präzise Bildgebung für verschiedene diagnostische Anwendungen ermöglicht. Das kompakte Design kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit moderner Technologie für effiziente und zuverlässige Untersuchungen in der medizinischen Praxis.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Toshiba Famio 5 SSA-510A** ist ein hochmodernes Ultraschallgerät, das speziell für den vielseitigen klinischen Einsatz konzipiert wurde. Es bietet präzise Bildgebungstechnologien, die sowohl in der allgemeinen Diagnostik als auch in spezialisierten Untersuchungen hervorragende Ergebnisse liefern.

Das Gerät wird inklusive zweier Sonden geliefert: einer **Konvexsonde** und einer **Linearsonde**. Diese Kombination ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Untersuchungsanforderungen:

- **Konvexsonde:** Ideal für die abdominale Bildgebung, gynäkologische Untersuchungen sowie die Beurteilung tiefer liegender Organe. Sie bietet eine breite Abdeckung mit guter Eindringtiefe.
- **Linearsonde:** Perfekt geeignet für oberflächliche Strukturen wie Gefäße, Muskeln, Sehnen und Kleingefäßdiagnostik. Sie liefert hochauflösende Bilder mit feiner Detaildarstellung.

Technische Highlights des Toshiba Famio 5 SSA-510A:



- **Hochauflösende Bildgebung:** Fortschrittliche Signalverarbeitung für klare und detailreiche Ultraschallbilder.
- **Multi-Frequenz-Technologie:** Ermöglicht eine optimale Anpassung der Sonde an unterschiedliche Untersuchungsanforderungen.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerung und individuell anpassbare Einstellungen zur Steigerung der Effizienz im Untersuchungsalltag.
- **Portabilität:** Kompaktes Design mit geringem Gewicht für einfachen Transport und flexible Einsatzmöglichkeiten.
- **Vielfältige Untersuchungsmodi:** B-Mode, Farb-Doppler, PW-Doppler und andere Funktionen zur umfassenden Diagnostik.

Das Toshiba Famio 5 SSA-510A mit Konvex- und Linearsonde ist somit eine zuverlässige Lösung für klinische Einrichtungen, die Wert auf präzise Diagnostik, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und einfache Handhabung legen. Es unterstützt Ärzte dabei, fundierte Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung zu optimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

