



TOSHIBA NEMIO 20 SSA-550A
FARBDOPPLER ULTRASCHALLGERÄT MIT 4
SONDEN - UND PRINTER

SKU: CS052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Toshiba NEMIO 20 SSA-550A ist ein leistungsstarkes Farbdoppler-Ultraschallsystem, geeignet für vielfältige Anwendungen in Gynäkologie, Kardiologie, Abdomen und Gefäßdiagnostik.

Lieferumfang:

- 4 Ultraschallsonden (z. B. convex, linear, endokavitär, phased array)
- Integrierter medizinischer Printer
- Hohe Bildqualität mit Doppler-Funktion und spektraler Analyse

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

