



## TOSHIBA NEMIO SSA-550A MIT KONVEX UND LINEAR SONDE

**SKU:** BO082021

**2.199,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Toshiba Nemio SSA-550A ist ein leistungsstarkes Ultraschallgerät, das mit einer Konvex- und einer Linearsonde vielseitige diagnostische Anwendungen ermöglicht. Es überzeugt durch hochauflösende Bildgebung und benutzerfreundliche Bedienung für präzise und effiziente Untersuchungen.



**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden / Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Toshiba Nemio SSA-550A** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das speziell für den klinischen Einsatz in verschiedenen Fachbereichen entwickelt wurde. Dieses Gerät überzeugt durch seine herausragende Bildqualität, intuitive Benutzeroberfläche und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Im Lieferumfang sind sowohl eine **Konvexsonde** als auch eine **Linearsonde** enthalten, die eine flexible Diagnostik ermöglichen:

- **Konvexsonde:** Ideal für die Abdomen-, Gynäkologie- und Geburtshilfeuntersuchungen. Die konvexe Bauweise erlaubt eine tiefere Gewebedarstellung und bietet einen weiten Blickwinkel für umfassende Untersuchungen.
- **Linearsonde:** Perfekt geeignet für die Gefäßdiagnostik, Small-Parts-Untersuchungen sowie muskuläre und oberflächliche Strukturen. Sie liefert hochauflösende Bilder mit exzellenter Detailgenauigkeit.

Zu den herausragenden Merkmalen des Toshiba Nemio SSA-550A gehören:



- **Fortschrittliche Bildgebungstechnologien:** Inklusive Harmonic Imaging, Speckle Reduction Technology (SRT) und Multi-Focus-Technologie zur Verbesserung der Bildschärfe und Kontrastdarstellung.
- **Hohe Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit programmierbaren Tasten und ergonomischem Design zur Unterstützung effizienter Arbeitsabläufe.
- **Vielfältige Anwendungsmodi:** B-Mode, M-Mode, Doppler-Farb- und Puls-Doppler sowie Power Doppler für umfassende hämodynamische Untersuchungen.
- **Robustes und kompaktes Design:** Ermöglicht den flexiblen Einsatz sowohl im stationären als auch im mobilen Bereich.

Das System unterstützt eine breite Palette von klinischen Anwendungen, darunter:

- Abdominaldiagnostik
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Gefäßdiagnostik
- Muskel- und Skeletterkrankungen
- Kleine Organe und Oberflächenstrukturen

Dank der Kombination aus dem hochwertigen Toshiba Nemio SSA-550A Ultraschallsystem und den vielseitigen Sonden erhalten Sie ein zuverlässiges Diagnostiktool, das präzise und schnelle Ergebnisse liefert und somit die Patientenversorgung optimal unterstützt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 120 kg



## GALLERIE

