



TOSHIBA PLF-705S LINEAR ULTRASOUND PROBE/TRANSDUCER

SKU: X012016-02

Bezeichnung . PLF-705S

Hersteller . TOSHIBA

für Toshiba Tosbee , 140A/250A/270A/340A
systems

Linear Ultraschallkopf

Anwendung : Vaskular

Zustand. Gebraucht //

Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . PLF-705S

Hersteller . TOSHIBA

für Toshiba Tosbee , 140A/250A/270A/340A systems

Linear Ultraschallkopf



Anwendung : Vaskular

Zustand. Gebraucht //

Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

