



## TOSHIBA PLF-705S LINEAR ULTRASOUND PROBE/TRANSDUCER

**SKU:** X012016-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . PLF-705S

Hersteller . TOSHIBA

für Toshiba Tosbee , 140A/250A/270A/340A  
systems

Linear Ultraschallkopf

Anwendung : Vaskular

Zustand. Gebrauchte //

Artike-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . PLF-705S

Hersteller . TOSHIBA

für Toshiba Tosbee , 140A/250A/270A/340A systems

Linear Ultraschallkopf



Anwendung : Vaskular

Zustand. Gebraucht //

Artike-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

