



## TOSHIBA PLF-705S LINEAR ULTRASOUND PROBE/TRANSDUCER

**SKU:** AB042013-01 // DH112015-02  
zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . PLF-705S  
Hersteller . TOSHIBA  
für Toshiba Tosbee , 140A/250A/270A/340A  
systems  
Linear Ultraschallkopf  
Anwendung : Vaskular

Zustand. Gebraucht //

Artike-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone    0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro            0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                    0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . PLF-705S  
Hersteller . TOSHIBA



für Toshiba Tosbee , 140A/250A/270A/340A systems  
Linear Ultraschallkopf  
Anwendung : Vaskular

Zustand. Gebraucht //

Artike-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

