



## TOSHIBA PLT-308P ULTRASCHALLSONDE - SONDE

**SKU:** QB012024-K

**2.222,00 € 1.888,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

**Lagerort:** Hamburg



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden / Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Linear Array - Vaskular

Frequenz : 3.75 - 3.75 MHz.

Kompatibel: Toshiba Aplio 50 (SSA-700A), Toshiba Xario (SSA-660A)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

**Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.

