



## [TOSHIBA PLT-704SBT LINEAR SCHALLKOPF, ULTRASCHALL](#)

SKU: DE092024-K

~~1.599,00 €~~ **1.404,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Toshiba PLT-704SBT ist ein linearer Ultraschall-Schallkopf, der für verschiedene medizinische Anwendungen konzipiert ist. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Schallkopf:

### Hauptmerkmale des Toshiba PLT-704SBT

1. **Linearer Schallkopf:** Der PLT-704SBT ist ein linearer Schallkopf, der sich besonders gut für die Untersuchung von oberflächlichen Strukturen eignet, wie z.B. Weichteilen, Gefäßen und Muskeln.
2. **Frequenzbereich:** Dieser Schallkopf hat typischerweise einen Frequenzbereich von etwa 7 bis 14 MHz, was eine hohe Auflösung bei der Darstellung von oberflächlichen anatomischen Strukturen ermöglicht.
3. **Einsatzmöglichkeiten:** Der PLT-704SBT wird häufig in der Gefäßdiagnostik, bei muskulären Erkrankungen sowie in der Notfallmedizin eingesetzt. Er kann auch für gynäkologische und urologische Untersuchungen verwendet werden.
4. **Ergonomisches Design:** Der Schallkopf ist oft ergonomisch gestaltet, um eine einfache Handhabung während der Untersuchung zu gewährleisten und den Komfort für den Anwender zu erhöhen.
5. **Hochauflösende Bildgebung:** Dank seiner hohen Frequenz bietet der Schallkopf eine exzellente Bildqualität mit klaren und detaillierten Darstellungen, die für präzise Diagnosen wichtig sind.
6. **Kompatibilität:** Der PLT-704SBT ist mit verschiedenen Toshiba-Ultraschallgeräten kompatibel, was ihn zu einer flexiblen Wahl für Kliniken und Praxen macht.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

