



TOSHIBA PSK-25AT CARDIAC SECTOR ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: U012014-03

Bezeichnung : Sektor Sonde

Hersteller . Toshiba Medical

Für SSA-380A // POWERVISION 7000

Kardiak Sektor Ultraschallkopf

Anwendung : Kardiologie

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung : Sektor Sonde

Hersteller . Toshiba Medical

Für SSA-380A // POWERVISION 7000

Kardiak Sektor Ultraschallkopf

Anwendung : Kardiologie

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

