



TOSHIBA PSM-25AT / NEMIO / POWER VISION / PHASED ARRAY 1.5 - 4.5 MHZ PSM-25AT KARDIO

SKU: Y032023-K

1.190,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Für Toshiba Nemio / Power Vision 6000, ...

Hersteller: Toshiba

Bezeichnung : PSM-25AT

Typ : Phased Array 1.5/3.0/3.5/4.0/4.5 MHz- THI / Convex 3.7/3.0/2.0/T3.6/T3.6 MHz

Verwendung : kardiologie

keine Kristallausfälle / Sehr guter Zustand

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 5 kg



GALLERIE

