



**TOSHIBA PST-30BT HEART ULTRASOUND
TRANSDUCER SECTOR ARRAY TRANSDUCER
(2-5 MHZ).FOR CARDIAC APPLICATIONS**

SKU: DD012019-NV

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

