



**TOSHIBA PVB-358M CONVEX ABDOMINAL  
TRANSDUCER (3.75MHZ) FOR TOSHIBA  
SAL-38**

**SKU:** AD032013-02-01013

Sehr gepflegt  
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Hersteller: Toshiba

Modell : PVB-375M

Applikation: Adbominal

konvex 3.75MHz

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com



0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

