



TOSHIBA PVG-601V 5.0 - 7.0 MHZ //
ENDO VAGINAL VAGINAL SONDE PROBE

SKU: AR022016

891,31 €

Hersteller: Toshiba

Modell : PVG-601V

Applikation: Endovaginal Vaginal

Transvaginal 5.0 - 7.0 MHz

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG



Hersteller: Toshiba
Modell : PVG-601V
Applikation: Endovaginal Vaginal
Transvaginal 5.0 - 7.0 MHz

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

