



TOSHIBA PVG-720S LINEAR 5.0 - 8.0 MHZ

SKU: AQ022016

899,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: Toshiba

Modell : PVG-720S

Applikation: Schilddrüse,...

Linear 5.0 - 8.0 MHz

Für . Capasse , Justvision 200, Justvision 400 und andere Modelle ,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: Toshiba



Modell : PVG-720S

Applikation: Schilddrüse,...

Linear 5.0 - 8.0 MHz

Für . Capasse , Justvision 200, Justvision 400 und andere Modelle ,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

