



TOSHIBA PVM-651VT VAGINAL SONDE

SKU: CP072024-K

~~1.050,00 €~~ **702,00 €**



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Toshiba PVM-651VT ist eine vaginal verwendbare Ultraschallsonde, die in der gynäkologischen und geburtshilflichen Ultraschalldiagnostik eingesetzt wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen dieser Sonde:

1. **Anwendung:** Die PVM-651VT wird häufig zur Beurteilung von weiblichen Fortpflanzungsorganen verwendet, einschließlich der Eierstöcke, Gebärmutter und des Gebärmutterhalses. Sie kann auch zur Überwachung von Schwangerschaften eingesetzt werden.
2. **Bildqualität:** Diese Sonde bietet hochauflösende Bilder, die eine präzise Beurteilung der anatomischen Strukturen ermöglichen. Dies ist besonders wichtig für die Diagnose von Erkrankungen oder Anomalien.
3. **Design:** Die Sonde hat ein ergonomisches Design, das den Komfort für die Patientin während der Untersuchung erhöht. Sie ist so konzipiert, dass sie einfach zu handhaben ist und eine gute Sicht auf die zu untersuchenden Bereiche ermöglicht.
4. **Frequenzbereich:** Die Sonde arbeitet in einem bestimmten Frequenzbereich, der für gynäkologische Untersuchungen optimiert ist, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten.
5. **Kompatibilität:** Die PVM-651VT ist mit verschiedenen Toshiba-Ultraschallgeräten kompatibel, was ihre Verwendung in unterschiedlichen klinischen Umgebungen erleichtert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

