



TOSHIBA PVQ-375A KONVEX - CONVEX PROBE

SKU: CG122024-NV

Die Toshiba PVQ-375A Konvexsonde bietet eine hervorragende Bildqualität für abdominale und gynäkologische Ultraschalluntersuchungen und gewährleistet durch ihr ergonomisches Design eine komfortable Handhabung. Sie ist kompatibel mit ausgewählten Toshiba Ultraschallsystemen und unterstützt präzise Diagnosen durch hochauflösende Bildgebung.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

