



[TOSHIBA PVT-375BT KONVEXSONDE](#)

SKU: U022024-k

~~1.499,00 €~~ **1.199,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Curved Array

Anwendung : Abdominal

Frequenz 1.9 – 6.0 MHz.

Kompatibel mit Toshiba Aplio 50 (SSA-700A), Toshiba Aplio 80 (SSA-770A), Toshiba Aplio XG (SSA-790A), Toshiba Aplio 300 (TUS-A300), Toshiba Aplio 400 (TUS-A400), Toshiba Aplio 500 (TUS-A500), Toshiba Xario (SSA-660A)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

