



## TOSHIBA PVT-661VT TRANSDUCER ULTRASOUND PROBE

**SKU:** G022024-K

**3.499,00 € 1.500,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg
- **Kompatibel mit :** Toshiba Aplio 50 (SSA-700A); Toshiba Aplio 500 (TUS-A500); Toshiba Xario (SSA-660A)



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Applikationen: Geburtshilfe, Gynäkologie

Frequenzband: 6.0 - 6.0 MHz.

Kompatibel mit : Toshiba Aplio 50 (SSA-700A); Toshiba Aplio 500 (TUS-A500); Toshiba Xario (SSA-660A)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

**Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

