



## TOSHIBA PVT-770RT PVT 770 RT ENDORECTAL TRANSDUCER APLIO XARIO,

SKU: TB012024-K

~~3.599,00 €~~ **2.691,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Toshiba PVT-770RT ist ein Endorectaltransducer, der häufig in der medizinischen Bildgebung, insbesondere in der Urologie und Gynäkologie, verwendet wird. Hier sind einige wichtige Informationen zu diesem Gerät:

1. **Anwendung:** Der PVT-770RT wird hauptsächlich für transrektale Ultraschalluntersuchungen eingesetzt, um Bilder von Prostata und anderen Strukturen im Beckenbereich zu erzeugen. Er kann auch zur Unterstützung bei Biopsien oder zur Beurteilung von Erkrankungen verwendet werden.
2. **Kompatibilität:** Dieser Transducer ist mit den Toshiba Aplio- und Xario-Ultraschallgeräten kompatibel, was eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht.
3. **Technologie:** Der Transducer nutzt moderne Ultraschalltechnologien, um hochauflösende Bilder zu liefern. Dies verbessert die Diagnostik und ermöglicht eine präzisere Beurteilung von Geweben.
4. **Design:** Das Design des PVT-770RT ist ergonomisch gestaltet, um den Komfort für den Patienten während der Untersuchung zu maximieren und gleichzeitig eine einfache Handhabung für den Arzt zu gewährleisten.
5. **Frequenzbereich:** Der Transducer arbeitet typischerweise in einem Frequenzbereich, der eine gute Balance zwischen Eindringtiefe und Bildauflösung bietet, was für die Beurteilung von Prostatagewebe wichtig ist.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

