



## **TOSHIBA SEKTORSONDE PST-50AT** **ECHOSONDE KARDIOSONDE**

**SKU:** BM042025

**Toshiba Sektorsonde PST-50AT** ist eine hochwertige Echsonde, speziell entwickelt für präzise kardiologische Untersuchungen. Sie bietet exzellente Bildqualität und zuverlässige Diagnostik zur Unterstützung der Herzdiagnose.



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Toshiba Sektorsonde PST-50AT** ist eine hochwertige **Echsonde**, die speziell für den Einsatz in der kardiologischen Diagnostik entwickelt wurde. Diese **Kardiosonde** ermöglicht eine präzise und zuverlässige Bildgebung des Herzens und der umgebenden Gefäßstrukturen, wodurch sie ideale Voraussetzungen für eine detaillierte Untersuchung und Bewertung kardiovaskulärer Erkrankungen bietet.

Die Sektorsonde PST-50AT zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Technologie:** Fortschrittliche Ultraschall-Sektor-Technologie für eine exzellente Bildauflösung und Tiefenpenetration.
- **Frequenzbereich:** Optimierter Frequenzbereich für die Darstellung feiner kardialer Strukturen und schneller Bewegungsabläufe.
- **Ergonomie:** Kompaktes und leichtes Design zur komfortablen Handhabung während der Untersuchung.
- **Kompatibilität:** Voll kompatibel mit Toshiba Ultraschallsystemen, was eine nahtlose Integration und optimale Leistung gewährleistet.
- **Anwendungsgebiete:** Ideal für transthorakale und transösophageale Echokardiographie, zur Diagnostik von Herzklappenerkrankungen, Kardiomyopathien, Perikarderkrankungen und weiteren kardiovaskulären Pathologien.



Durch ihre präzise Fokussierung und hohe Bildqualität unterstützt die Toshiba PST-50AT Kardiosonde Ärzte dabei, fundierte diagnostische Entscheidungen zu treffen und Behandlungsverläufe optimal zu überwachen. Die robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im klinischen Alltag.

#### **Zusammenfassung der Vorteile:**

- Hervorragende Bildqualität für detaillierte kardiologische Untersuchungen
- Breites Anwendungsspektrum in der Echokardiographie
- Ergonomisches Design für einfache und komfortable Handhabung
- Kompatibilität mit Toshiba Ultraschallgeräten für optimale Systemintegration
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im medizinischen Einsatz

Die Toshiba Sektorsonde PST-50AT ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Kliniken und Praxen, die höchste Ansprüche an die Qualität und Präzision kardiologischer Ultraschalluntersuchungen stellen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

