



[TOSHIBA XARIO SSA-660A 12L5 + PST-30BT + 6C1](#)

SKU: CF092024

~~5.600,00 €~~ **5.265,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Toshiba Xario SSA-660A ist ein Ultraschallgerät, das in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Es wird häufig in verschiedenen klinischen Anwendungen verwendet, darunter die Gynäkologie, Urologie, Kardiologie und allgemeine Diagnostik. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des Toshiba Xario SSA-660A:

1. **Bildqualität:** Das Gerät bietet hochauflösende Bilder mit fortschrittlicher Bildverarbeitungstechnologie, die eine präzise Diagnose ermöglicht.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Der Xario SSA-660A ist so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist, mit intuitiven Bedienelementen und einem benutzerfreundlichen Interface.
3. **Vielseitigkeit:** Es unterstützt verschiedene Ultraschallanwendungen und -modi, einschließlich 2D-, Doppler- und 3D-Ultraschall, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für verschiedene medizinische Fachrichtungen macht.
4. **Portabilität:** Das Gerät ist relativ kompakt und leicht, was es einfacher macht, es in verschiedenen klinischen Umgebungen zu verwenden.
5. **Erweiterte Funktionen:** Viele Modelle bieten zusätzliche Funktionen wie automatisierte Messungen, Bildarchivierung und -übertragung sowie die Möglichkeit zur Integration mit anderen medizinischen Systemen.



6. **Patientenkomfort:** Die ergonomische Gestaltung der Sonden und des Geräts selbst trägt dazu bei, den Komfort für Patienten während der Untersuchung zu erhöhen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

