



TOSHIBA XARIO SSA 680A
ULTRASCHALLGERÄT MIT 05 SONDEN //
KARDIOMASCHINE //
PEDIATRIE

SKU: K122018

*Toshiba PLT-805AT Lineal Sonde

**[Toshiba PVT-375BT Konvex Sonde Probe](#)

***TOSHIBA PVT-674BT / 10C3 Ultrasound
Transducer Probe

**** [Toshiba PST-65AT 6.5MHz Pediatric Heart
Ultrasound Transducer Probe](#)

***** Toshiba PST-30BT Heart Ultrasound
Transducer Sector Array Transducer (2-5
MHz).For cardiac applications

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

§25 MwSt ist nicht Separat Ausweisbar



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

*Toshiba PLT-805AT Lineal Sonde



[**Toshiba PVT-375BT Konvex Sonde Probe](#)

[***TOSHIBA PVT-674BT / 10C3 Ultrasound Transducer Probe](#)

[**** Toshiba PST-65AT 6.5MHz Pediatric Heart Ultrasound Transducer Probe](#)

[***** Toshiba PST-30BT Heart Ultrasound Transducer Sector Array Transducer \(2-5 MHz\).For cardiac applications](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

§25 MwSt ist nicht Separat Ausweisbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

